

blomesystem® Supportmatrix

Stand dieser Informationen: 6. Juli 2011

Alle vorherigen Mitteilungen bezüglich der Verfügbarkeit und Unterstützung von blomesystem® bezüglich des Betriebssystems auf dem die blomesystem®-Applikation läuft und/oder der eingesetzten Version von Oracle sowohl als Client oder Server, gleich welcher Art, verlieren mit Erscheinen dieses Dokuments ihre Gültigkeit.

Die Informationen in diesem Dokument können sich jederzeit ändern.

Die neuste gültige Fassung dieses Dokuments finden Sie unter <http://support.blomesystem.com/download/Public/docs/blomesystem> oder wenden Sie sich direkt an die AJ Blomesystem GmbH.

Die im Text vorkommenden Produktnamen sind Handelsnamen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

Kontaktinformationen:

AJ Blomesystem GmbH
Breidenbrucher Str. 2
51674 Wiehl
Tel.: +49 2261 / 91 55 3-0
Fax: +49 2261 / 91 55 3-11

AJ Blomesystem GmbH
Konrad-Zuse-Str. 1
07745 Jena
Tel.: +49 3641 / 77 98 77
Fax: +49 3641 / 77 76 98 00

Allg. Produktinformationen: <http://www.aj-blomesystem.de>
Supportforum: <http://support.blomesystem.com>
Vertriebsanfragen: sales@aj-blomesystem.de
Supportanfragen: support@aj-blomesystem.de

blomesystem® Supportmatrix für Betriebssysteme

blomesystem® Version ¹	Betriebssystem						
	Win 2000	Win XP	Win Vista	Win 7		Windows Server	Windows Server
	Prof.	Prof.	Ultimate	Prof.		2003 R2	2008 R2
		32-Bit	32-Bit	32-Bit	64-Bit	32-/64-Bit	64-Bit
7.4	ja	ja					
7.5	ja	ja					
7.6 / 7.7	ja	ja					
8.0	ja	ja	ja			ja	
8.1	ja	ja	ja			ja	
8.3		ja	ja	ja	ja	ja	
8.4 ff		ja	ja	ja	ja	ja	ja

¹ sofern keine weiteren Angaben gemacht werden, gilt die Freigabe für die folgenden Bestandteile:

blomesystem® Runtime, blomesystem® Designer, blomesystem® Reportgenerator, blomesystem® Bibliotheken, blomesystem® Graphikprogramm und blomesystem® SQL-Interface

Hinweise:

Die in der Tabelle mit "ja" gekennzeichneten Kombinationen aus blomesystem®-Produkt und Client-Betriebssystem wurden getestet und werden unterstützt.

Wir setzen die Installation des jeweils aktuellsten Service Packs des Betriebssystems zum Zeitpunkt der Installation von blomesystem® voraus.

Beachten sie bitte, dass sich die Verwendung einer bestimmten blomesystem® Version auf einer bestimmten Plattform mit einer bestimmten Oracle-Version gegebenenfalls dadurch ausschliesst, dass diese Oracle-Version für die gewählte Plattform nicht verfügbar ist.

Nähere Informationen dazu finden sie unter <http://www.oracle.com>.

blomesystem®-Bestandteile sind 32-Bit-Applikationen. Unter 64-Bit Betriebssystemen werden sie im 32-Bit-Subsystem des Betriebssystems ausgeführt.

Beim Einsatz von blomesystem® unter einem 64-Bit Betriebssystem (z.B. bei Citrix- oder TerminalServer-Systemen) ist zu beachten, dass ein 32-Bit-Oracle-Client eingesetzt werden muss.

blomesystem® Supportmatrix für Datenbanken

blomesystem® Version	Oracle Database Server						Microsoft SQL-Server *)	
	9i		10g		11g		2005	2008
	Release 1	Release 2	Release 1	Release 2	Release 1	Release 2	Workgroup	Workgroup
7.4	ja	ja						
7.5	ja	ja	ja				ja	
7.6 / 7.7	ja	ja	ja	ab 7.6.3			ja	
8.0	ja	ja	ja	ja			ja	ja
8.1	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja
8.3				ja	ja	ja	ja	ja
8.4 ff				ja	ja	ja	ja	ja

Hinweise:

Die in der Tabelle mit "ja" gekennzeichneten Kombinationen aus blomesystem®-Version und Datenbank-Version wurden getestet und werden unterstützt.

*) Für Microsoft SQL-Server stehen nicht alle Funktionalitäten des blomesystem Designer und der Benutzerverwaltung (UAD) zur Verfügung.

Alle blomesystem® Standard-Applikationen können mit der Oracle Standard Edition (One) betrieben werden.

Abhängig von Ihren spezifischen Anforderungen (z.B. erhöhte Ausfallsicherheit) kann auch der Einsatz einer Oracle Enterprise Edition notwendig sein.

Bei den Oracle-Versionen wird von einer Übereinstimmung der Client- und Server-Version ausgegangen. Für die Betriebsfähigkeit von blomesystem® gehen wir außerdem von einer von Oracle zertifizierten Umgebung aus. Nähere Informationen dazu finden sie unter <http://www.oracle.com>.

Alternativ zum Oracle Full Client kann ab blomesystem® 8.0 und Oracle 10g auch der Oracle InstantClient eingesetzt werden.

Auf dem DB-Server können die Oracle-Datenbanken unter 32-Bit oder auch 64-Bit-Betriebssystemen betrieben werden. Alle von Oracle unterstützten Betriebssysteme (Windows, UNIX, AIX, etc.) sind einsetzbar. Es sind die Freigaben von Oracle für die entsprechenden Datenbankversionen zu berücksichtigen. Nähere Informationen dazu finden sie unter <http://www.oracle.com>.

Innerhalb der oben genannten Oracle DB-Versionen empfehlen wir den Einsatz der jeweiligen Final Releases und der Latest Patch Sets.

Wichtig: Bei der Einrichtung der Datenbank muss darauf geachtet werden, dass ein Single-Byte-Character-Set verwendet wird!

Wichtig: Auf dem Client muss immer eine 32-Bit-Version der Oracle-Software eingesetzt werden.

In Abhängigkeit Ihrer spezifischen mit blomesystem® erstellten LIMS-Applikation kann es zu Abweichungen der hier gemachten Angaben kommen.